

آروین رادطب  
ARVINRAD TEB




Hydrogen Peroxide Plasma

**Sterilization**

استریلایزر پلاسما جهت استریل لوازم حساس به رطوبت و دما استفاده می شود و با حداقل امکانات (برق تکفاز) امکان نصب و راه اندازی دارد و نیاز به هیچگونه تأسیسات جانبی ندارد.

## مشخصات دستگاه APL50

- دارای صفحه نمایش رنگی لمسی جهت نمایش اطلاعات دستگاه
- دارای پورت USB جهت ذخیره سازی اطلاعات و مستندسازی
- دارای درب اتوماتیک برقی با سنسور نوری بدون نیاز به تماس دست
- دارای مدل های تک درب و دو درب اتوماتیک
- قابل تحویل در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ لیتر
- سازگار با تمامی کاغذهای پلاسمای استاندارد



## آب اکسیژنه




- آب اکسیژنه مصرفی دستگاه دارای غلظت پایین بوده و جهت حمل و نقل و ارسال دارای محدودیت نمی باشد.
- قیمت آب اکسیژنه مصرفی در قیاس با نمونه های وارداتی بسیار نازل بوده و امکان استفاده مکرر را برای کاربر فراهم می کند .
- دارای سیستم داخلی جهت نگهداری طولانی مدت آب اکسیژنه و جلوگیری از تجزیه شدن آن

## پمپ وکیوم



- دارای پمپ وکیوم بسیار قوی دبل استیج اروپایی بوده و فیلتراسیون مناسب در خروجی پمپ از انتشار ذرات بخار روغن در محیط جلوگیری میکند.

## ژنراتور پلاسما



- سیستم هوشمند الکترونیکی با بررسی عملکرد ژنراتور پلاسما بهترین شرایط استریل را فراهم می نماید.

## ابعاد



| ارتفاع | عرض | طول | ابعاد ( سانتی متر) |
|--------|-----|-----|--------------------|
| ۱۴۰    | ۶۰  | ۷۸  | دستگاه             |
| ۲۳     | ۳۲  | ۶۸  | چمبر               |

- نسبت عمق به دهانه ورودی چمبر بالا در نظر گرفته شده تا امکان استریل کتر های با طول بلند حتی در سایز های کوچک دستگاه فراهم شود.

